

実験データをサーバーに保存する方法

1. 機器附属 PC のデスクトップ  アイコンより GRC サーバーを開く
2. ログイン(Log On As)画面でユーザー名とパスワードを入力し →[Log On]

User name : idenshi

Password : grc1953

3. 機器名のフォルダを開き、新しいフォルダを作成(データの取り違いを防ぐため)

ツールバーの[File]→[New]→[Folder]→[New Folder]に名前を付ける

4. 名前をつけた新しいフォルダに実験データを保存する

実験データをサーバーから転送する方法(Windows)

1. 実験データを保存したサーバーにアクセスする (HP 参照)

先端ゲノム研究センターの HP (<http://www.med.nagasaki-u.ac.jp/generes/gene-jis.html>)

2. エクスプローラーで FTP サイトを開く

ツールバーの[ページ(P)▼]-[エクスプローラーで FTP サイトを開く(0)]または

ツールバーの[表示]-[エクスプローラーで FTP サイトを開く(0)]

※エクスプローラーにツールバーが表示していないときはキーボードの ALT キーで表示

3. ログオン方法の画面でユーザー名とパスワードを入力し →[ログオン]

ユーザー名:idenshi

パスワード:grc1953

4. GRC サーバーより実験データを学内のコンピュータに転送する

実験データをサーバーから転送する方法(Mac)

1. デスクトップ[ツールバー]-[移動]→[サーバーへ接続]
2. [サーバーへ接続]画面でサーバーアドレス ftp://133.45.139.XXX と入力 → [接続]
サーバーの ftp アドレスは HP (<http://www.med.nagasaki-u.ac.jp/generes/gene-jis.html>)参照
3. 名前(idenshi)とパスワード(grc1953)を入力 → [接続]
4. GRC サーバーより実験データを学内のコンピュータに転送する